

Scheda strumento

Modello	TOC - total organic carbon
Funzione generale	Analisi di carbonio in soluzione
Ubicazione	Via Golgi 19, Corpo A, secondo piano, locale 2014
Caratteristiche tecniche	Strumento TOC SHIMADZU mod TNM1
Funzioni specifiche	Determinazione di TC (carbonio totale), IC (carbonio inorganico), TOC (TC-IC) mediante impiego di un catalizzatore a 680 °C e di un detector NDIR
Prestazione base	Determinazione quantitativa del contenuto di carbonio totale presente in un campione in soluzione
Prestazioni opzionali	Analisi di azoto solubile totale (organico ed inorganico)